



Steigen Sie einfach ein und aus ...

Mit unseren Einstieghilfen sind Sie bequem mit dem Auto mobil. Denn wir unterstützen Sie mit unseren Lösungen dabei, ins Fahrzeug und wieder herauszukommen. Ob Sie als Fahrer oder Beifahrer unterwegs sind, mit dem Rollstuhl oder ohne: Freuen Sie sich auf mehr Komfort!

TURNOUT

Eine Drehung des Autositzes um 90 Grad macht es wesentlich leichter, sich ins Auto zu setzen, auszusteigen, oder in einen Rollstuhl zu wechseln. In gedrehter Position ragt bei diesem Schwenksitz ein kleiner Teil der Sitzfläche zudem aus dem Auto heraus.

Obwohl wir das Modell Turnout zwischen Fahrzeugboden und Autositz einbauen, wird der Sitz nur minimal erhöht. Der Schwenksitz kann sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrerseite eingebaut werden, er eignet sich darüber hinaus für 2- und 4-türige Fahrzeuge.



Auf einen Blick:

- manuelles oder elektrisches Drehen möglich
- Sitz nur minimal erhöht
- keine Änderungen am Grundfahrzeug
- geringes Gewicht
- EMV- und Crashtestzulassung

Mögliche Kombination mit Zusatzfunktionen:

- zur Optimierung der Beinfreiheit mit elektrischer Sitzverstellung Caroslide
- zur Optimierung der Kopf- und Kniefreiheit mit Kippfunktion Tilda
- mit einem Carony – dann ist Umsetzen nicht mehr notwendig



TURNY LOW VEHICLE

Per Tastendruck in das Wageninnere? Das leistet der Turny Low Vehicle, der zurzeit modernste Schwenksitz auf dem Markt. Mit ihm wird der Autositz gedreht und fast komplett aus dem Fahrzeug gefahren – etwa 40 Zentimeter des Sitzes befinden sich dann außerhalb des Fahrzeugs. So können Sie sich leicht hin- oder aus einem Rollstuhl umsetzen. Und dann reicht ein Druck auf die Taste und die Fahrt kann losgehen ...

Darüber hinaus eignet sich der Turny Low Vehicle auch für Fahrzeugmodelle, in die keine anderen Schwenksitze passen.



Auf einen Blick:

- hochmoderner Schwenksitz
- elektrisches Schwenken und Herausfahren
- programmierbare Bewegungsführung für unübertroffene Kopf- und Beinfreiheit
- einstellbare Komfortposition
- Einbau mit einzigartiger 4° Neigung bietet zahlreiche Vorteile
- EMV- und Crashtestzulassung



TURNY HD UND TURNY ORBIT

Setzen Sie sich sicher und bequem außerhalb des Fahrzeugs hin – und lassen Sie sich mit dem Schwenk-Hubsitz Turny HD in den Beifahrerraum heben. Gerade für Rollstuhlfahrer ist es oft sehr hilfreich, wenn sich der Autositz ganz aus dem Fahrzeug herausfahren und in der gewünschten Höhe justieren lässt.

Der Turny HD hat eine manuelle Schwenk- und eine elektrische Hebefunktion

Darüber hinaus bieten wir auch den Turny Orbit an, bei dem sowohl das Drehen als auch das Heben elektrisch geschieht.

Beide Modelle sind für den Einbau auf der Beifahrerseite geeignet. Und Sie lassen sich auch im Notfall einfach bedienen.



Auf einen Blick:

- manuelles oder elektrisches Schwenken mit jeweils elektrischem Hub
- erhältlich mit 300mm oder 480mm vertikalem Hub
- einfache Bedienung im Notfall
- EMV- und Crashtestzulassung

Mögliche Kombination mit Zusatzfunktionen:

- mit einem Carony – dann ist Umsetzen nicht mehr notwendig



„Auch bei meinem Auto mit höherer Sitzposition, ermöglicht mir der „Turny“ problemlos das Ein- und Aussteigen“
– Wolfgang Steigemann

Mit Hilfe unseres Bluetooth-Empfängers können Sie Ihr Produkt über das Smartphone steuern. →

TURNY EVO

Einzigartig beim Schwenk-Hubsitz Turny Evo ist, dass die Bewegungsführung programmiert werden kann. So kann er ganz individuell an die Benutzer und das Fahrzeug angepasst werden.

Der Turny Evo ist momentan der modernste Schwenk-Hubsitz auf dem Markt. Dank seiner einzigartigen Eigenschaften ist es möglich, ihn auch in Fahrzeugmodelle zu installieren, in die andere Schwenk-Hubsitze nicht passen.

Auch auf der Fahrerseite kann er häufig montiert werden.

Gerade in den heutigen aerodynamisch geformten Autos kann das Um- und Hinsetzen sehr mühsam sein. Der Turny Evo ist nicht nur eine Lösung für Rollstuhlfahrer, sondern er eignet sich auch für alle, die ein wenig Hilfe beim Ein- und/oder Aussteigen aus ihrem Auto benötigen: Sie setzen sich außerhalb des Fahrzeugs und lassen sich bequem nach innen in eine sichere Position heben.

Auf einen Blick:

- hochmoderner Schwenk-Hubsitz
- programmierbare Bewegungsführung für unübertroffene Kopf- und Beinfreiheit
- elektrisches Heben und Schwenken
- verschiedene Hubhöhen
- eingebaute Fußstütze
- einstellbare Komfortposition
- EMV- und Crashtestzulassung

Mögliche Kombination Zusatzfunktionen:

- zur Optimierung der Kopf- und Kniefreiheit mit Kippfunktion Tilda
- mit einem Carony – dann ist Umsetzen nicht mehr notwendig



CARONY CLASSIC

Ein Autositz, der sich in einen Rollstuhl verwandelt und umgekehrt. Das ist Carony – eines unserer Vorzeigemodelle, das es seit fast 30 Jahren Menschen leicht macht, mobil zu sein, und auf das wir sehr stolz sind.

Wie funktioniert die Verwandlung vom Autositz zum Rollstuhl und zurück? Die Begleitperson schwenkt den Sitz mit dem Benutzer aus dem Fahrzeug und dockt das Carony Chassis an. Der gesamte Sitz gleitet dann auf das Chassis und bildet mit ihm zusammen einen Rollstuhl – der übrigens so hohen Sicherheitsanforderungen entspricht, dass er auch als eigenständiger Rollstuhl für den Transport in Fahrzeugen zugelassen ist. Die Rückverwandlung ist genauso einfach. Rollstuhlfahrer können so sicher sitzen bleiben – Sitz und Rollstuhl sind darüber hinaus individuell einstellbar und auch für Kinder geeignet.



Auf einen Blick:

- ein Sitz für Rollstuhl und Fahrzeug
- vielfältig individuell einstellbar
- 12- oder 24-Zoll-Räder
- zugelassen für den Einsatz als Rollstuhl während des Transports
- auch für Kinder geeignet
- EMV- und Crashtestzulassung

Mögliche Kombination mit Zusatzfunktionen:

- zur Optimierung der Kopf- und Kniefreiheit mit Kippfunktion Tilda
- für noch mehr Komfort mit einem Schwenksitz Turnout oder mit einem Schwenk- / Hubsitz Turny HD / Orbit / Evo

UNSER NEUER CARONY

Wir haben unser Vorzeigemodell Carony weiterentwickelt. Nach wie vor können Benutzer einfach sitzen bleiben, wenn sie ins Auto oder aus dem Auto herauswollen: Denn nach wie vor wird der Rollstuhlsitz zum Autositz und umgekehrt.

Doch bei unserer neuesten Version konnten wir den Komfort für den Benutzer sowie die Ergonomie und die Funktionen für die Begleitperson in vielerlei Hinsicht verbessern – und wir haben auch den Einbau vereinfacht.

Sie können den Sitz problemlos anpassen: Die Armlehnen sind individuell einstellbar, gleiches gilt für die Oberkörper- und die Oberschenkelstütze. Außerdem haben wir einen pneumatischen Balg eingebaut, mit dem sich das Kissen vorne erhöhen lässt; so haben wir für noch mehr Sitzkomfort gesorgt.



Auf einen Blick:

- integrierte Schiebegriffe mit Bremsen
- viele Einstellpunkte sorgen für Benutzerkomfort
- qualitativ hochwertige 16“-Räder mit Reflektionsstreifen
- verbesserte Stabilität
- ein Sitz für Rollstuhl und Fahrzeug

Mögliche Kombination mit Zusatzfunktionen:

- für noch mehr Komfort mit einem Schwenksitz Turny Manual oder einem Schwenk- / Hubsitz Turny HD / Orbit / Evo



CARONY GO

Der Carony Go ist der Elektrorollstuhl in der Carony-Familie. Auch im Carony Go kann der Benutzer beim Ein- und Ausstieg ins Fahrzeug sitzen bleiben – denn auch der Sitz dieses Elektrorollstuhls verwandelt sich in einen Autositz mit allen Vorteilen für die Fahrerinnen und Fahrer und für die Begleiter.

Trotz seiner Verwandlungskünste bietet Carony Go viele Funktionen von ganz normalen Elektrorollstühlen: von einer Sitzhöhenverstellung bis hin zu einem engen Radstand für die Nutzung im Haus. Er ist für Personen jeglicher Größe geeignet – auch für Kinder!

Darüber hinaus überzeugen auch seine technischen Daten: Carony Go ist ein Rollstuhl der Klasse B mit einem Nutzergewicht von max. 120 kg. Der Elektrorollstuhl hat eine Höchstgeschwindigkeit von 6,5 km/h und eine maximale Reichweite von bis zu 25km mit einer Ladung. Seit September 2009 ist der Carony Go im Hilfsmittelverzeichnis (HMV) wie folgt gelistet: Pos.-Nr. 18.50.04.0108



Auf einen Blick:

- ein Sitz für Rollstuhl und Fahrzeug
- variable Geschwindigkeit
- elektrische Höhenverstellung
- Hupe
- standardmäßiger Kippschutz
- im Crashtest geprüft sowie nach ISO 7176 und ISO 10542 zertifiziert

Mögliche Kombination Zusatzfunktionen:

- zur Optimierung der Kopf- und Kniefreiheit mit Kippfunktion Tilda
- für mehr Sicherheit im Straßenverkehr mit Scheinwerfer und Blinker
- für noch mehr Komfort mit einem Schwenksitz Turnout oder mit einem Schwenk-/Hubsitz Turny HD/Orbit/Evo



Stammhaus

**Meckesheim bei Heidelberg
Mobilcenter Zawatzky GmbH**

Bemannsbruch 2-4
74909 Meckesheim
Telefon 06226 9217-0
Telefax 06226 9217-92
info@zawatzky.de
www.zawatzky.de

Niederlassung

**Köln-Buchheim
Mobilcenter Zawatzky GmbH**

Frankfurter Straße 200
51065 Köln-Buchheim
Telefon 0221 297204-11
Telefax 0221 297204-18
koeln@zawatzky.de
www.zawatzky.de

Fahrschule

**Neckargemünd bei Heidelberg
Fahrschule Zawatzky**

Am Kalkbrunnen 1
69151 Neckargemünd
Telefon 0172 6690500
Telefax 06223 488744
fahrschule@zawatzky.de
www.fahrschule.zawatzky.de

Zawatzky macht mobil seit 1962